

**ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ COMFORTISSE POSTURE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Το Comfortisse Posture θα σας βοηθήσει να έχετε σωστή στάση χωρίς κόπο.

Προειδοποιήσεις:

- Το Comfortisse Posture θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά, χωρίς να σας προκαλεί δυσφορία. Αν νιώθετε άβολα, χαλαρώστε τους ιμάντες.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αναπνέετε βαθιά ενώ φοράτε το Comfortisse Posture.
- Μην χρησιμοποιείτε το Comfortisse Posture ενώ κοιμάστε.
- Σταματήστε να το φοράτε αν ερεθιστεί το δέρμα σας ή παρουσιαστεί κνησμός.

Περιγραφή είδους

1. Ζώνη
2. Ελαστικοί ιμάντες

**Οδηγίες χρήσης**

1. Ανοίξτε τη ζώνη.
2. Χαλαρώστε τους ιμάντες.
3. Περάστε τα χέρια σας (εικόνα Α).
4. Προσαρμόστε τη ζώνη για να την σφιξτε όσο πιο πολύ μπορείτε, αρκεί να νιώθετε άνετα (εικόνα Β).
5. Βάλτε την άκρη της ζώνης στη σωστή θέση.
6. Προσαρμόστε τους ελαστικούς ιμάντες μέχρι να έχετε μία άνετη, όρθια στάση (εικόνα C).
7. Περάστε τις άκρες των ελαστικών ιμάντων μέσα από τις υποδοχές. Αν θέλετε, μπορείτε να κόψετε όσο ιμάντα περισσεύει.

Οδηγίες καθαρισμού

- Πλένεται στο χέρι με κρύο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό.
- Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο. Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
- Μην το εκθέτετε στον ήλιο.
- Μην το σιδερώνετε.
- Μην το στύβετε.
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.

Σύνθεση

Κυρίως ύφασμα: 80% SBR, 20% πολυέστερ.
Ελαστικός ιμάντας: 30% latex, 70% πολυέστερ.
Σκελετός: 10% spandex, 90% πολυέστερ.
Κορδέλα: 100% πολυέστερ.
Συνδετήρας: 30% nylon, 70% πολυέστερ.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250