

**DR HO AIR ORTHOTIC
ΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Πίνακας μέτρησης

Τρόπος χρήσης

1. Τοποθετήστε το πόδι σας πάνω σε αυτόν τον πίνακα για να μετρήσετε το μέγεθος του παπουτσιού σας.
2. Κόψτε τον πίνακα ανάλογα με το μέγεθος του παπουτσιού σας.
3. Αφού κόψετε τον πίνακα, τοποθετήστε τον μέσα στο παπούτσι σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι στο σωστό μέγεθος.
4. Τοποθετήστε τον πίνακα στον πάτο Air Orthotic και κόψτε τον στο ίδιο μέγεθος.
5. Αν έχετε αφαιρούμενους πάτους στα παπούτσια σας, καλό θα ήταν να τους αφαιρέσετε και μετά να τοποθετήσετε τους πάτους Air Orthotic.

Σημείωση: Για λόγους υγιεινής, οι χρησιμοποιημένοι ή κομμένοι πάτοι δεν μπορούν να επιστραφούν.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250