

WIZZIT TITANIUM**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά για να εξασφαλίσετε την καλύτερη απόδοσή της.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν να χρησιμοποιήσετε το Wizzit Titanium.
- Η χρήση του Wizzit Titanium πρέπει να γίνεται μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
- Κρατήστε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το Wizzit Titanium σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά.
- Διακόψτε τη λειτουργία του Wizzit Titanium και βγάλτε τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.
- Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα στεγνή. Δεν πρέπει να φυλάσσεται σε χώρους με υγρασία ή κοντά σε δοχεία νερού ή ακόμα και όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει μέσα σε νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το Wizzit Titanium στην ντους/ερα ή στην μπανιέρα. Το Wizzit Titanium δεν είναι αδιάβροχο! Εάν πέσει σε νερό μην το αγγίζετε και μην το ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Το Wizzit Titanium πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καθαρό, στεγνό δέρμα χωρίς καλλυντικά και κρέμες δέρματος.
- Κρατήστε μακριά από βλεφαρίδες, τα μαλλιά σας και τα ρούχα όταν χρησιμοποιείτε το Wizzit Titanium.
- Μην χρησιμοποιείτε το Wizzit Titanium εάν έχετε ακμή, κρεατοελιές, διαβήτη, έκζεμα, αιμοφιλία, προβλήματα στο ανοσοποιητικό, ροειδές, κισσούς ή τραυματισμένο, ευαίσθητο ή ερεθισμένο δέρμα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν είχατε κάποια προγενέστερη ασθένεια, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από την χρήση.
- Εάν έχετε βηματοδότη, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν να χρησιμοποιήσετε το Wizzit Titanium.
- Εάν δεν έχετε ξανακάνει αποτρίχωση ή έχετε καιρό να κάνετε, ίσως νιώσετε φαγούρα ή μπορεί το δέρμα σας να ερεθιστεί όταν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Αυτό γίνεται λόγω της απότομης αφαίρεσης της τρίχας από τη ρίζα και είναι προσωρινό.
- Μερικές τρίχες μπορεί να αναπτυχθούν εσωτερικά επειδή το Wizzit Titanium τις αφαιρεί από τη ρίζα. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται μασάζ στην περιοχή ή χρήση φυσικού σφουγγαριού.
- Εάν το δέρμα σας παραμένει ερεθισμένο για περισσότερες από τρεις ημέρες συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Καθαρίστε το Wizzit Titanium καλά πριν και μετά από την χρήση για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηριδίων που μπορούν να εισχωρήσουν στο δέρμα προκαλώντας ερεθισμό.
- Όταν κάνετε αποτρίχωση στις μασχάλες και στην περιοχή του μπικίνι, χρησιμοποιήστε πρώτα κάποιο προϊόν απολέπισης για να εμποδίσετε την εσωτερική ανάπτυξη των τριχών. Εάν έχετε καιρό να κάνετε αποτρίχωση σε αυτές τις περιοχές, συνιστάται να κόψετε πρώτα τις τρίχες με ψαλίδι ή ξυράφι πριν την πρώτη χρήση του Wizzit Titanium.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του Wizzit Titanium και τοποθετήστε 2 μπαταρίες 1.5V AAA και κλείστε. Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται με τη συσκευή.
2. Θυμηθείτε να κρατάτε τεντωμένο το δέρμα σας στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε το Wizzit Titanium.
3. Για να λειτουργήσει, πατήστε απαλά και σπρώξτε το διακόπτη ON/OFF προς τα πάνω.
4. Κρατήστε τη συσκευή πάνω στο δέρμα σε ορθή γωνία με το λογότυπο του Wizzit Titanium στραμμένο προς εσάς.
5. Μην πιέζετε το δέρμα στην περιοχή που κάνετε την αποτρίχωση.
6. Σύρετε απαλά το Wizzit Titanium πάνω στο δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις ή σε ευθεία.
7. Για να κάνετε αποτρίχωση πίσω από το γόνατο, απλώστε το πόδι σας και τεντώστε το δέρμα πριν ξεκινήσετε.
8. Καθαρίζετε το Wizzit Titanium μετά από κάθε χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1. Το Wizzit Titanium μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτρίχωση του άνω χείλους, των μάγουλων, του πιγουνιού και ανάμεσα από τα φρύδια.
2. Μην χρησιμοποιείτε το Wizzit Titanium στα φρύδια σας ή για τρίχες στη μύτη.
3. Η τρίχα πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 5mm για να κάνετε αποτρίχωση στα πόδια, στις μασχάλες και στην περιοχή του μπικίνι.
4. Κάνετε με ιδιαίτερη προσοχή αποτρίχωση στο άνω χείλος κρατώντας τεντωμένο το δέρμα με τα δάχτυλά σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία του Wizzit Titanium και έχετε αφαιρέσει τις μπαταρίες όταν το καθαρίζετε.
2. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα στο πάνω μέρος.
3. Για να αφαιρέσετε τις τρίχες από τη συσκευή, χρησιμοποιήστε βουρτσάκι καθαρισμού.

Σημείωση: Εάν υπάρχουν λιπαρότητες μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας βαμβάκι με λίγες σταγόνες μόνο οινόπνευματος, χωρίς να το καταβρέχετε.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται τη καλή λειτουργία του προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο)
- Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Telemarketing Store ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250